

# LIFEPAK CR2™ Defibrillator mit LIFELINKcentral™ AED Program Manager

Modernisieren Sie Ihr Konzept zur öffentlich zugänglichen Defibrillation.

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jedem widerfahren - jederzeit und überall. Aus diesem Grund sind öffentlich zugängliche Defibrillatoren so wichtig. Sie stellen eine lebensrettende Technologie zur Verfügung, wo sie am meisten bewirken kann. AED-Systeme sind aber nur effektiv, wenn sie griffbereit und einsatzbereit sind. Eine ständige Systemwartung war bisher zeitaufwendig und fehleranfällig — das ändert sich jetzt.

## Vernetzt und bereit

Egal, ob Sie einen AED oder 100 global verteilt haben, jetzt können Sie den Bereitschaftsstatus und den Standort jedes Defibrillators überwachen. Der LIFELINKcentral AED Program Manager überwacht jeden LIFEPAK CR2 Defibrillator, der über ein mobiles Netz oder per WLAN mit dem Internet verbunden ist und sendet Ihnen vollautomatisch Warnmeldungen zu allem, was die Bereitschaft des Geräts beeinflussen könnte. Batterie nicht aufgeladen? AED nicht an seinem gewöhnlichen Aufbewahrungsort? Sie erhalten eine Warnmeldung über den LIFELINKcentral AED Program Manager, wodurch die Mühen und Kosten der Verwaltung Ihres AED-Programms bedeutend reduziert und die Bereitschaft und Effizienz Ihres Programms dabei gleichzeitig erhöht werden.



## Kontinuierlichere HLW

Bei jedem Notfalleinsatz mit einem plötzlichen Herzstillstand ist HLW notwendig. Aber früher musste die HLW zur Durchführung einer Herzrhythmusanalyse gestoppt werden, und mit älteren Technologien müssen Nothelfer eine Pause von 10 Sekunden oder länger einlegen, was negative Auswirkungen auf die Überlebensraten hat.<sup>2</sup> Im Gegensatz dazu kann die cprINSIGHT™ Analysetechnologie einen defibrillierbaren Rhythmus während der Kompressionen feststellen. Der LIFEPAK CR2 Defibrillator liefert einen Schock mit der notwendigen Stärke, ohne dass der Anwender eine eigene Entscheidung treffen muss.

## Einfache, intuitive Bedienung

Für einen wenig geschulten Nothelfer kann ein Eingreifen bei einem Notfall sehr einschüchternd sein. Daher benötigen Nothelfer einen einfach zu verwendenden AED, um zuversichtlich handlungsfähig zu sein. Der LIFEPAK CR2 Defibrillator verwendet einfache Grafiken, akustische Anweisungen und automatisierte Funktionen, um die Konzentration der Anwender zu unterstützen. Es gibt keine Spekulationen oder Mutmaßungen mehr, damit Anwender in nur zwei Schritten ein Leben retten können.

## Mehr Leben retten.

Um mehr dazu zu erfahren, wie Sie Ihre AED-Geräte modernisieren und zu einem vollständig vernetzten LIFEPAK AED-Reaktionssystem wechseln können, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Stryker-Gebietsleiter oder besuchen Sie unsere Website unter [www.strykeremergencycare.com](http://www.strykeremergencycare.com)

- **Eigenüberwachung und Notfallbereitschaft**
- **WLAN- oder Mobilfunk-Konnektivität**
- **Kontinuierlichere HLW mit cprINSIGHT-Technologie**
- **Kürzeste Zeit bis zum ersten Schock<sup>1</sup>**
- **Kann Patientendaten an eintreffendes Rettungspersonal übermitteln**
- **Einfache, große Grafiken und Anwendung in zwei Schritten**
- **ClearVoice™-Technologie und HLW-Coaching**

# Wird es Zeit, Ihre AED-Geräte zu modernisieren?

Ihr automatisierter externer Defibrillator (AED) ist eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen, die Sie für Ihre Mitarbeiter, Kunden, Studenten und die Allgemeinheit bereithalten. Mit zunehmendem Alter der AED-Geräte ist es wichtig, die Geräte zu überprüfen, um festzustellen, ob sie ausgetauscht werden müssen.

## Checkliste zum AED-Austausch

- Ist die Garantie abgelaufen?
- Verwendet der AED eine veraltete monophasische Technologie?
- Sind Zubehörteile oder Einwegartikel nicht mehr leicht erhältlich?
- Ist die Bedienungsanleitung einfach genug für Laien?
- Bietet der AED HLW-Coaching und Nachbesprechung?
- Müssen Anwender die HLW für eine Rhythmusanalyse unterbrechen?
- Kann das Gerät sicher an Kindern und Erwachsenen verwendet werden?
- Ist Ihr Überwachungs-/Wartungsprogramm nicht so effizient/effektiv wie Sie es sich wünschen?

Einer (oder mehrere) dieser Gründe ist ausreichend, um Ihr AED für ein vollständig vernetztes LIFEPAK AED-Reaktionssystem auszutauschen.



## Alter des Geräts

Um ein Leben retten zu können, muss sich Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand befinden. Die Batterien und internen Komponenten in AED-Geräten altern mit der Zeit. Dieser Alterungsprozess findet sogar in AED-Geräten statt, die nie verwendet wurden. Die Länge der Garantiedauer ist ein guter Anhaltspunkt für die erwartete maximale Nutzungsdauer. Wenn die Garantiedauer eines AEDs abgelaufen ist, ist es ratsam, einen Austausch in Betracht zu ziehen.

## Betriebskosten

Wenn Ihre Garantiedauer abgelaufen ist, könnte eine Wartung Ihres AEDs zu teuer werden. Prüfen Sie mögliche Rücknahme- oder Eintauschrabatte, die die Kosten für einen Geräteaustausch senken können. Wenn es an der Zeit ist, Ihre AED-Geräte auszutauschen, erkundigen Sie sich nach der Garantiedauer Ihrer neuen Geräte. Stryker bietet eine achtjährige Garantie für den neuen LIFEPAK CR2 Defibrillator — eine der längsten Garantien, die derzeit erhältlich sind.

## Quellenangaben

- 1 Physio-Control Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study, August 2016.
- 2 Perkins G, Handley A, Koster R, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, Sec 2, Adult basic life support and automated external defibrillation. *Resuscitation*. 95 (2015)81-99.

Wenn Sie Ihren LIFEPAK CR2 Defibrillator von einem autorisierten Stryker-Vertriebspartner oder Verkäufer erworben haben, hat dieser Zugriff auf Ihr LIFELINKcentral AED Program Manager-Konto und kann möglicherweise Benachrichtigungen von Ihrem LIFEPAK CR2 Defibrillator erhalten. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung zur Benachrichtigung Ihres Vertriebspartners oder Verkäufers JEDERZEIT deaktiviert werden kann. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren möchten, senden Sie bitte eine Anfrage an den Kundendienst von Stryker mit der Bitte um selbstständige Verwaltung Ihres Kontos ohne Versand von Benachrichtigungen an Ihren Vertriebspartner oder Verkäufer.

**Alle Angaben gelten mit Stand vom Oktober 2019.**

**Bitte kontaktieren Sie Ihren Stryker-Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter [www.strykeremergencycare.com](http://www.strykeremergencycare.com)**

## Öffentlicher Zugang zur Notfallversorgung

AED-Anwender sollten in der HLW sowie der Verwendung von AED-Geräten geschult sein.

Auch wenn nicht jeder Mensch gerettet werden kann, haben Studien gezeigt, dass eine frühzeitige Defibrillation die Überlebensraten deutlich steigern kann. AEDs können an Erwachsenen und Kindern verwendet werden. AEDs können an Kindern mit einem Körpergewicht von weniger als 25 kg (55 lbs) verwendet werden, aber bei einigen Modellen sind separate Defibrillationselektroden notwendig.

Mit den hierin bereitgestellten Informationen soll das Produktangebot von Stryker demonstriert werden. Lesen Sie die vollständigen Informationen zu Verwendungsindikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen Nebenwirkungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie die Produkte von Stryker verwenden. Es ist möglich, dass nicht alle Produkte in allen Märkten verfügbar sind, da die Produktverfügbarkeit von behördlichen und/oder medizinischen Praktiken in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Gebiet an Ihren Gebietsleiter. Technische Daten können unangekündigt geändert werden. Die hier dargestellten Produkte tragen gemäß EU-Verordnungen und -Richtlinien die CE-Kennzeichnung.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen oder verwenden die folgenden Marken oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: ClearVoice, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, Stryker. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder Inhaber.

Wenn ein Produkt, eine Funktion, ein Dienstleistungsname oder Logo in dieser Liste nicht genannt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Marken- oder sonstige geistige Eigentumsrechte von Stryker hinsichtlich dieses Namens oder Logos dar.

03/2020  
GDR 3331830\_B  
Copyright © 2020 Stryker

### Hergestellt von:

Physio-Control, Inc.  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA, 98052 U.S.A.  
Toll free 800 442 1142  
[strykeremergencycare.com](http://strykeremergencycare.com)

Stryker European  
Operations B.V.  
Herikerbergweg 110  
1101 CM Amsterdam  
Netherlands  
 for Physio-Control, Inc.  
Tel +31 (0)43 3620008  
Fax +31 (0)43 3632001

### Vertrieben von:

Dr. Homer Stryker Platz 1  
Duisburg 47228  
Germany  
Tel +49 2065 837 0  
Fax +49 2065 837 837